

ÚTMUTAÓ

Nőgyógyászati szűrővizsgálatokhoz

Érvényes 2025. január 06-tól

Eszközök:

Mintavevő kefe:



Vékony kémcső



ThinPrep tartály



| Vizsgálat megnevezése | Mintavételezéshez szükséges eszközkészlet | Minták előkészítésének leírása | Kitöltési útmutató az elektronikus vizsgálatkéréshez / Kitöltési útmutató a papír alapú vizsgálatkéréshez | Egyéb információ |
|---|---|--|---|--|
| Konvencionális méhnyak kenet vizsgálat | - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; | - A keféről a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | - Konvencionális citológia vizsgálatkérést kérjük jelölni; | Szövetteni mintával történő egyidejű beküldés esetén a keneteket tartalmazó tárolót kérjük fizikailag külön – zárható zacskóba – csomagolni, mivel akár már a formalin gőze is károsíthatja a citológiai mintákat; |
| Konvencionális méhnyak kenet átalánydíjjal (kb. 3%) CINtec Plus | - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; | - A keféről a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | - Konvencionális citológia vizsgálatkérést kérjük jelölni; | Csak indokolt esetben, CINtec Plus vizsgálat kerül elvégzésre; Szövetteni mintával történő egyidejű beküldés esetén a keneteket tartalmazó tárolót kérjük fizikailag külön – zárható zacskóba – csomagolni, mivel akár már a formalin gőze is károsíthatja a citológiai mintákat. |
| Liquid based citológia (Konvencionális méhnyak kenettel együtt nem kérhető) | - Mintavevő kefe - 1 db; - ThinPrep tartály - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a ThinPrep tartályba; - A tartályt zárja le; - Feliratozza a tartályt úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | - LBC vizsgálatkérést kérjük jelölni; | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Liquid based citológia+ CINtec Plus átalány (Konvencionális méhnyak kenettel együtt nem kérhető) | <ul style="list-style-type: none"> - Mintavevő kefe - 1 db; - ThinPrep tartály - 1 db; | <ul style="list-style-type: none"> - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a ThinPrep tartályba; - A tartályt zárja le; - Feliratozza a tartályt úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | <ul style="list-style-type: none"> - LBC vizsgálatkérést kérjük jelölni; | Csak indokolt esetben, CINtec Plus vizsgálat kerül elvégzésre; |
| HPV 14 teszt 14 high-risk genotípus egyesével tipizálva: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58; 59, 66, 68; | <ul style="list-style-type: none"> - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | <ul style="list-style-type: none"> - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: <ul style="list-style-type: none"> - A vizsgálat típusnál az egyebet kérjük jelölni; - A HPV típusnál a HPV 14 csomagot kérjük jelölni; | |
| HPV 28 teszt 19 high-risk genotípus egyesével tipizálva: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82; 9 low-risk genotípus egyesével tipizálva: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70; | <ul style="list-style-type: none"> - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | <ul style="list-style-type: none"> - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: <ul style="list-style-type: none"> - A vizsgálat típusnál az egyebet kérjük jelölni; - A HPV típusnál a HPV 28 csomagot kérjük jelölni; | |
| Konvencionális méhnyak kenet + HPV 14 teszt | <ul style="list-style-type: none"> - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; - Vékony kémcső - 1 db; | <ul style="list-style-type: none"> - A keféről a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A kefén maradt mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy ugyan az a két azonosító adat szerepeljen rajta mint a tárgylemezen, illetve mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: <ul style="list-style-type: none"> - A vizsgálat típusnál kérjük a konvencionális citológia vizsgálatot jelölni; - A HPV típusnál kérjük a HPV 14 csomagot jelölni; | Szövetteni mintával történő egyidejű beküldés esetén a keneteket tartalmazó tárolót kérjük fizikailag külön – zárható zacskóba – csomagolni, mivel akár már a formalin gőze is károsíthatja a citológiai mintákat. |
| Konvencionális méhnyak kenet + HPV 14 teszt + CINtec Plus átalány | <ul style="list-style-type: none"> - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; - Vékony kémcső - 1 db; | <ul style="list-style-type: none"> - A keféről a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A kefén maradt mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy ugyan az a két azonosító adat szerepeljen rajta mint a | Elektronikus vizsgálatkérés: <ul style="list-style-type: none"> - A vizsgálat típusnál kérjük a konvencionális citológia vizsgálatot jelölni; - A HPV típusnál kérjük a HPV 14 csomagot jelölni; | Csak indokolt esetben, CINtec Plus vizsgálat kerül elvégzésre; Szövetteni mintával történő egyidejű beküldés esetén a keneteket tartalmazó tárolót |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | tárgylemezen, illetve mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | | kérjük fizikailag külön – zárható zacskóba – csomagolni, mivel akár már a formalin gőze is károsíthatja a citológiai mintákat. |
| Liquid based citológia + HPV 14 teszt + CINtec Plus átalány | - Mintavevő kefe - 1 db; - ThinPrep tartály - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a ThinPrep tartályba; - A tartályt zárja le; - Feliratozza a tartályt úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - A vizsgálat típusnál kérjük az LBC vizsgálatot jelölni; - A HPV típusnál kérjük a HPV 14 csomagot jelölni; | Csak indokolt esetben, CINtec Plus vizsgálat kerül elvégzésre; |
| Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt | - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; - Vékony kémcső - 1 db; | - A keferől a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A kefén maradt mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy ugyan az a két azonosító adat szerepeljen rajta mint a tárgylemezen, illetve mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - A vizsgálat típusnál kérjük a konvencionális citológia vizsgálatot jelölni; - A HPV típusnál kérjük a HPV 28 csomagot jelölni; | Szövetteni mintával történő egyidejű beküldés esetén a keneteket tartalmazó tárolót kérjük fizikailag külön – zárható zacskóba – csomagolni, mivel akár már a formalin gőze is károsíthatja a citológiai mintákat. |
| Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt + CINtec Plus átalány | - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; - Vékony kémcső - 1 db; | - A keferől a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A kefén maradt mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy ugyan az a két azonosító adat szerepeljen rajta mint a tárgylemezen, illetve mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - A vizsgálat típusnál kérjük a konvencionális citológia vizsgálatot jelölni; - A HPV típusnál kérjük a HPV 28 csomagot jelölni; | Csak indokolt esetben, CINtec Plus vizsgálat kerül elvégzésre; Szövetteni mintával történő egyidejű beküldés esetén a keneteket tartalmazó tárolót kérjük fizikailag külön – zárható zacskóba – csomagolni, mivel akár már a formalin |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | gőze is károsíthatja a citológiai mintákat. |
| Liquid based citológia + HPV 28 + CINtec Plus átalány | - Mintavevő kefe - 1 db; - ThinPrep tartály - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a ThinPrep tartályba; - A tartályt zárja le; - Feliratozza a tartályt úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - A vizsgálat típusnál kérjük az LBC vizsgálatot jelölni; - A HPV típusnál kérjük a HPV 28 csomagot jelölni; | Csak indokolt esetben CINtec Plus vizsgálat kerül elvégzésre; |
| CINtec Plus vizsgálat kenetből | - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; | - A keféről a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | - A vizsgálat típusánál kérjük a konvencionális citológia vizsgálatot és a CINtec Plus vizsgálatot jelölni; | Átalánydíjas partnerek esetében külön e-mail jelzés szükséges; |
| CINtec Plus vizsgálat folyadék mintából | - Mintavevő kefe - 1 db; - ThinPrep tartály - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a ThinPrep tartályba; - A tartályt zárja le; - Feliratozza a tartályt úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | - A vizsgálat típusánál kérjük az LBC vizsgálatot és a CINtec Plus vizsgálatot jelölni; | HPV és STD/STI vizsgálatokkal is kombinálható. Átalánydíjas partnerek esetében külön e-mail jelzés szükséges; |
| ARTEMIS 14 Konvencionális méhnyak kenet + HPV 14 teszt + Biomarker vizsgálat | - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; - Vékony kémcső - 1 db; | - A keféről a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A kefén maradt mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy ugyan az a két azonosító adat szerepeljen rajta mint a tárgylemezen, illetve mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Az ARTEMIS 14 csomagot kérjük jelölni; | High-risk HPV pozitivitás esetén automatikusan CINtec Plus Biomarker vizsgálat kerül elvégzésre Szövetteni mintával történő egyidejű beküldés esetén a keneteket tartalmazó tárolót kérjük fizikailag külön – zárható |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | | | zacskóba – csomagolni, mivel akár már a formalin gőze is károsíthatja a citológiai mintákat. |
| ARTEMIS 14+ Konvencionális méhnyak kenet + HPV 14 teszt + Biomarker vizsgálat + STI 5 panel (1. csomag) | <ul style="list-style-type: none"> - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; - Vékony kémcső - 1 db; | <ul style="list-style-type: none"> - A keféről a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A kefén maradt mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy ugyan az a két azonosító adat szerepeljen rajta mint a tárgylemezen, illetve mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: <ul style="list-style-type: none"> - Az ARTEMIS 14 csomagot kérjük jelölni; | High-risk HPV pozitívitás esetén automatikusan CINtec Plus Biomarker vizsgálat kerül elvégzésre Szövetteni mintával történő egyidejű beküldés esetén a keneteket tartalmazó tárolót kérjük fizikailag külön – zárható zacskóba – csomagolni, mivel akár már a formalin gőze is károsíthatja a citológiai mintákat. |
| ARTEMIS 28 Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt + Biomarker vizsgálat | <ul style="list-style-type: none"> - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; - Vékony kémcső - 1 db; | <ul style="list-style-type: none"> - A keféről a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A kefén maradt mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy ugyan az a két azonosító adat szerepeljen rajta mint a tárgylemezen, illetve mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: <ul style="list-style-type: none"> - Az ARTEMIS 28 csomagot kérjük jelölni; | High-risk HPV pozitívitás esetén automatikusan CINtec Plus Biomarker vizsgálat kerül elvégzésre Szövetteni mintával történő egyidejű beküldés esetén a keneteket tartalmazó tárolót kérjük fizikailag külön – zárható |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | zacskóba – csomagolni, mivel akár már a formalin gőze is károsíthatja a citológiai mintákat. |
| <p>ARTEMIS 28+</p> <p>Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt + Biomarker vizsgálat + STI 5 panel (1. csomag)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; - Vékony kémcső - 1 db; | <ul style="list-style-type: none"> - A keféről a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A kefén maradt mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy ugyan az a két azonosító adat szerepeljen rajta mint a tárgylemezen, illetve mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | <p>Elektronikus vizsgálatkérés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az ARTEMIS 28+ csomagot kérjük jelölni; | <p>High-risk HPV pozitívitás esetén automatikusan CINtec Plus Biomarker vizsgálat kerül elvégzésre</p> <p>Szövetteni mintával történő egyidejű beküldés esetén a keneteket tartalmazó tárolót kérjük fizikailag külön – zárható zacskóba – csomagolni, mivel akár már a formalin gőze is károsíthatja a citológiai mintákat.</p> |
| <p>ARTEMIS MAX</p> <p>Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt + Biomarker vizsgálat + STI 7 panel (1. csomag)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mintavevő kefe - 1 db; - Tárgylemez - 1 db; - Fixáló; - Vékony kémcső - 1 db; | <ul style="list-style-type: none"> - A keféről a levett mintát kenje a tárgylemezre, majd a kikent mintát azonnal fixálja; - A kefén maradt mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - A tárgylemez matt részére, ceruzával írjon fel két azonosító adatot, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy ugyan az a két azonosító adat szerepeljen rajta mint a tárgylemezen, illetve mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | <p>Elektronikus vizsgálatkérés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az ARTEMIS MAX csomagot kérjük jelölni; | <p>High-risk HPV pozitívitás esetén automatikusan CINtec Plus Biomarker vizsgálat kerül elvégzésre</p> <p>Szövetteni mintával történő egyidejű beküldés esetén a keneteket tartalmazó tárolót kérjük fizikailag</p> |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | külön – zárható zacskóba – csomagolni, mivel akár már a formalin gőze is károsíthatja a citológiai mintákat. |
| Chlamydia trachomatis | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük a Chlamydia trachomatis vizsgálatot jelölni; | |
| Neisseria gonorrhoeae | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük a Neisseria gonorrhoeae vizsgálatot jelölni; | |
| Mycoplasma genitalium | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük a Mycoplasma genitalium vizsgálatot jelölni; | |
| Ureoplasma ureolyticum | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük a Ureoplasma ureolyticum vizsgálatot jelölni; | |
| Ureoplasma parvum | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük a Ureoplasma parvum vizsgálatot jelölni; | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Atopobium Vaginae | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük az Atopobium Vaginae vizsgálatot jelölni; | |
| Gardnerella Vaginalis | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük a Gardnerella Vaginalis vizsgálatot jelölni; | |
| Trichomonas Vaginalis | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük a Trichomonas Vaginalis vizsgálatot jelölni; | |
| Treponema pallidum | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük a Treponema pallidum vizsgálatot jelölni; | |
| Herpes simplex virus (1/2) | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük a Herpes simplex virus (1/2) vizsgálatot jelölni; | |
| Mycoplasma genitalium PCR, majd pozitív esetben azithromycin rezisztencia PCR | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük a Mycoplasma genitalium PCR vizsgálatot jelölni; | |
| Mycoplasma genitalium azithromycin rezisztencia PCR vizsgálata (csak Mycoplasma genitalium pozitivitása esetén mérhető) | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük a Mycoplasma genitalium azithromycin rezisztencia PCR vizsgálatot jelölni; | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>STI 7 panel - 1. csomag</p> <p>(Cervicitis/vaginitis/urethritis 7-es STI PCR panel)</p> <p>Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis</p> | <p>- Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db;</p> | <p>- A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel;</p> | <p>Elektronikus vizsgálatkérés:</p> <p>- Kérjük az STI 7 panel - 1. csomag vizsgálatot jelölni;</p> | |
| <p>STI 7 panel - 2. csomag</p> <p>(Genitális fekély 7-es PCR panel)</p> <p>Treponema pallidum, Herpes simplex vírus -1, -2, LGV /Chlamydia trachomatis serovar. L/, Haemophilus ducreyi, cytomegalovírus, varicella-zoster vírus</p> | <p>- Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db;</p> | <p>- A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel;</p> | <p>Elektronikus vizsgálatkérés:</p> <p>- Kérjük az STI 7 panel - 2. csomag vizsgálatot jelölni;</p> | |
| <p>STI 7 panel - 3. csomag</p> <p>(Bakteriális vaginosis 7-es PCR panel)</p> <p>Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Mobiluncus spp., Bacteroides fragilis, Megasphaera 1. típus, BVAB2, BV státusz értékeléssel</p> | <p>- Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db;</p> | <p>- A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel;</p> | <p>Elektronikus vizsgálatkérés:</p> <p>- Kérjük az STI 7 panel - 3. csomag vizsgálatot jelölni;</p> | |
| <p>STI 5 panel - 1. csomag</p> <p>(Cervicitis/vaginitis/urethritis 5-ös STI PCR panel)</p> <p>Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium,</p> | <p>- Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db;</p> | <p>- A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel;</p> | <p>Elektronikus vizsgálatkérés:</p> <p>- Kérjük az STI 5 panel - 1. csomag vizsgálatot jelölni;</p> | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealitycum | | | | |
| STI 5 panel - 2. csomag (Genitális fekély 5-ös PCR panel) Treponema pallidum, herpes simplex vírus 1, 2, LGV (Chlamydia trachomatis serovar. L), Haemophilus ducreyi | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük az STI 5 panel - 2. csomag vizsgálatot jelölni; | |
| STI 3 panel (Genitális fekély 3-as PCR panel) Treponema pallidum, Herpes simplex vírus -1,-2 | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük az STI 3 panel vizsgálatot jelölni; | |
| STI 2 panel - 1. csomag (Cervicitis/urethritis 2-es PCR panel) Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük az STI 2 panel - 1. csomag vizsgálatot jelölni; | |
| STI 2 panel - 2. csomag (Bakteriális vaginosis 2-es PCR panel) Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae | - Mintavevő kefe - 1 db; - Vékony kémcső - 1 db; | - A levett mintát a mintavevő kefével együtt helyezze a vékony kémcsőbe; - A kémcsövet zárja le; - Feliratozza a kémcsövet úgy, hogy legalább két olyan azonosító adat szerepeljen rajta, mely a vizsgálatkérésben is szerepel; | Elektronikus vizsgálatkérés: - Kérjük az STI 2 panel - 2. csomag vizsgálatot jelölni; | |